



SERVIQUIMIA
YOUR LAB PARTNER

CERTOCLAV

LABORHITS

Autoclaves de sobremesa Serie CertoClav Vacuum Pro



Foto similar, suministrado con soporte para bandejas

Autoclaves de laboratorio programables y compactos para la esterilización de materiales sólidos y líquidos. Sensor de temperatura integrado. Depósito de agua fresca y residual integrado. Ciclos rápidos de esterilización a partir de 20 minutos incluyendo el tiempo de secado.

La pantalla táctil de 7 pulgadas permite un fácil manejo del autoclave sin necesidad de un ordenador externo. Los errores y fallos se detectan automáticamente y se notifica al personal del laboratorio por correo electrónico o mensaje de texto*. Los contenedores de agua fresca y residual son fácilmente accesibles y desinfectables. Las fechas de caducidad y la información de rastreo se pueden gestionar con la impresora de etiquetas y el escáner de código de barras opcionales.

Material de suministro: Autoclave, cable de alimentación, tubo de agua residual de conexión rápida, 3 bandejas, soporte para bandejas, asa para bandejas, software, pantalla táctil de 7 pulgadas.

Reprocesamiento de mascarillas FFP2 y FFP3

Esterilización por vapor a 121 °C/ 20 min
Desinfección con vapor a 105 °C/ 5 min

Características

- Dispositivo autónomo - no se necesita una conexión de agua!
- Generador de vapor
- Filtro de bacterias
- Equipado con el sensor de medios PT-1000
- 12 programas preinstalados, uno de ellos personalizable
- Bomba de vacío - Fabricada en Alemania
- Funcionalidad de repetición automática
- Interfaces: USB, WiFi, Ethernet, Bluetooth, tarjeta SD
- Documentación integrada (conforme a las GMP/GLP)
- Sistema de cierre electrónico de la puerta
- Interfaces estándar para la impresora de protocolos y etiquetas y el escáner de código de barras

Especificaciones

Temperatura: 105 a 134 °C
Presión de funcionamiento: 230 kPa
Sistema de refrigeración: Ventilación de aire
Carcasa: Acero inoxidable 304
Potencia calorífica: 2400 W
Fuente de alimentación: 220 V, 50/60 Hz

Capacidad	Con	Dimensiones externas (An x L x Alt)	Diám. int.	Profundidad int.	ud.E	Código
l		mm	mm	mm		
12	Tanque de agua	500 x 610 x 430	200	360	1	6.287 463
22	Tanque de agua	500 x 650 x 430	250	450	1	6.288 411
45 **	Tanque de agua	640 x 840 x 560	319	617	1	9.842 009

* La notificación por mensaje de texto sólo está disponible con la licencia CertoCloud Premium (opcional)

** 45 l - Versión sólo con tanque de agua, con 8 programas personalizables