


OPTIMIZA EL USO DE AGUA EN TU LABORATORIO

¡Ahorra hasta
1.000 litros
de agua al día!




SERVIQUIMIA
YOUR LAB PARTNER



effimed 

**RECIRCULADOR
DE REFRIGERACIÓN**

Modelo RC-100



SERVIQUIMIA
YOUR LAB PARTNER

RECIRCULADOR DE REFRIGERACIÓN

Modelo RC-100


El recirculador de refrigeración para laboratorio Effimed permite resolver un amplio abanico de requerimiento en la **refrigeración para laboratorio y aplicaciones industriales**. Es la mejor alternativa ecológica y económica al uso de agua corriente.

Se adapta perfectamente a procesos en los que se precise **condensación forzada** en rotavapores, reactores, destiladores, extracciones SOXHELT, baños de electroforesis, viscosímetros y fermentaciones.

CARACTERÍSTICAS

- Precisa regulación electrónica.
- Visor de nivel de refrigerante en la cuba.
- Posibilidad de alimentar hasta 4 conexiones.
- Fácil instalación.
- Equipado con ruedas.
- Conforme a la norma DIN 12876-2.



effimed  + 2 años de **GARANTÍA**
+ Servicio Técnico **LOCAL**

ESPECIFICACIONES

Dimensiones (mm)*	460 X 475 X 740
Volumen tanque (L)	40
Peso (Kg)	40
Potencia (W)	430
Refrigerante	R 290
Alimentación	230v / 50Hz

Rango de temperatura	-7°C / +25°C
Precisión regulación	1°C
Presión Bomba	6lts / minuto
Presión (bar)	0.5
W enfriamiento a 0°C	627
W enfriamiento a 15 °C	848