

Productos
de seguridad
para el
laboratorio
y la industria



SERVIQUIMIA
YOUR LAB PARTNER

Absorbentes **SFL050SJ**



Modelo	SFL050SJ
Referencia	SPILL-50UN
Categoría 1	SPILL KITS
Tipo vertidos	Universal: inflamables, corrosivos,...
Composición Kit:	35 hojas 46x41 cm 3 Tubulares 8 x 122 cm 4 Trapos 2 Bolsas de residuos 1 Par de guantes
Dimensiones (LxFxA) cm	40 x 24 x 60
Color	Amarillo
Resistencia	Muy buena
Material absorbente	Polipropileno
Capacidad de absorción (LTR)	50
Presentación	Bolsa PE
Textura	Granulos entre 0,5 y 1,6 mm
Peso (Kgs)	5