


Productos
de seguridad
para el
laboratorio
y la industria



SERVIQUIMIA
YOUR LAB PARTNER

Armario de seguridad certificados para Ácidos Bases

EO110CAB



Armario de seguridad EXACTA para el almacenamiento de productos químicos ácidos y bases con certificado EN 61010-1

Modelo	ACIDI E BASI 110BC
Referencia	EO110CAB
Categoría 1	Armarios de seguridad
Categoría 1-2	Armarios para ácidos y bases
Categoría 1-2-1	Armarios bajos (altura = 62)
Categoría 1-2-1-1	Armarios de 1 puerta
Dimensiones externas (L x F x A) mm.	1090 x 520 x 620
Dimensiones internas (L x F x A) mm.	490 + 490 x 430 x 530
Peso (Kgs.)	110
Puertas	1 cajón extraíble
Separación interna	Si
Estantes ajustables en altura	No
Cubeta de retención con rejilla	2 (1 dep. ácidos + 1 dep. bases)
Capacidad botellas 1 litro	24 + 24
Sistema de ventilación forzada con conductos	DIAM 125BP
Sistema de ventilación filtrante sin conductos	CFNUBL
Otros accesorios	Ver accesorios EO110CAB