


Productos de seguridad para el laboratorio y la industria



SERVIQUIMIA
YOUR LAB PARTNER



Armario de seguridad para botellas de gas a presión.

EBO 6 T-30



Armario de seguridad EXACTA con resistencia al fuego tipo 30 (con certificado EN 14470-2) para el almacenamiento de botellas de gas a presión.

Modelo	EBO 6 T-30
Referencia	B60G30
Color	Gris Ral 7035
Categoría 1	Armarios de seguridad
Categoría 1-2	Armarios para botellas de gas a presión
Categoría 1-2-1	Armarios altos (altura = 195)
Categoría 1-2-1-1	Armarios de 1 puerta
Dimensiones externas (L x F x A) mm.	595 x 600x 1950
Dimensiones internas (L x F x A) mm.	493 x 443 x 1540
Peso (Kgs.)	250
Resistencia al fuego	Tipo 30
Puertas	1 ciega
Separación interna	NO
Guía de fijación botellas	Si, cadena
Rampa de carga frontal	Si, de acero
Capacidad botellas gas 50 litros	1-2 (Ø 22 cm.)
Sistema de ventilación forzada con conductos	Opcional, DIAM 125BP
Sistema de ventilación filtrante sin conductos	NO
Otros accesorios	Ver accesorios B60G30
Descargar ficha completa	"PDF"