


Productos
de seguridad
para el
laboratorio
y la industria



SERVIQUIMIA
YOUR LAB PARTNER

Armario de seguridad para ácidos-bases multibasic

EOB124



Armario de seguridad EXACTA para el almacenamiento de productos químicos ácidos y bases multibasic.

Modelo	EOB124
Referencia	EOB124
Categoría 1	Armarios de seguridad
Categoría 1-2	Armarios para ácidos y bases
Categoría 1-2-1	Armarios altos (altura = 195)
Categoría 1-2-1-1	Armarios de 4 puertas
Dimensiones externas (L x F x A) mm.	1140 x 600 x 1950
Dimensiones internas (L x F x A) mm.	568 x 568 x 567 x 930 + 930
Peso (Kgs.)	135
Puertas	4 ciegas
Separación interna	Si, Horizontal / Vertical
Estantes ajustables en altura	8, (2 dep. ácidos + 2 dep. bases + 2 dep. ácidos + 2 dep. bases)
Cubeta de retención con rejilla	Opcional
Capacidad botellas 1 litro	280
Sistema de ventilación forzada con conductos	DIAM125BP
Sistema de ventilación filtrante sin conductos	CFNL
Otros accesorios	Ver accesorios serie multibasic