



SERVIQUIMIA
YOUR LAB PARTNER

Productos
de seguridad
para el
laboratorio
y la industria



Armario de seguridad para ácidos-bases multibasic **EOB60**

Armario de seguridad EXACTA para el almacenamiento de productos químicos ácidos y bases multibasic.

Modelo	EOB60
Referencia	EOB60
Categoría 1	Armarios de seguridad
Categoría 1-2	Armarios para prod. ácidos y bases
Categoría 1-2-1	Armarios altos (altura = 195)
Categoría 1-2-1-1	Armarios de 1 puertas
Dimensiones externas (L x F x A) mm.	600 x 600 x 1950
Dimensiones internas (L x F x A) mm.	595 x 567 x 1864
Peso (Kgs.)	68
Puertas	1 ciega
Separación interna	No
Estantes ajustables en altura	3
Cubeta de retención con rejilla	Opcional
Capacidad botellas 1 litro	105
Sistema de ventilación forzada con conductos	DIAM125BP
Sistema de ventilación filtrante sin conductos	CFNL
Otros accesorios	Ver accesorios serie multibasic