


Productos de seguridad para el laboratorio y la industria



**SERVIQUIMIA**  
YOUR LAB PARTNER



## Armario de seguridad para ácidos-bases multibasic

# EOB60G

Armario de seguridad EXACTA para el almacenamiento de productos químicos ácidos y bases multibasic.

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Modelo   | EOB60G                             |
| Referencia                                     | EOB60G                             |
| Categoría 1                                    | Armarios de seguridad              |
| Categoría 1-2                                  | Armarios para prod. ácidos y bases |
| Categoría 1-2-1                                | Armarios altos (altura = 195)      |
| Categoría 1-2-1-1                              | Armarios de 1 puertas              |
| Dimensiones externas (L x F x A) mm.           | 600 x 600 x 1950                   |
| Dimensiones internas (L x F x A) mm.           | 595 x 567 x 1864                   |
| Peso (Kgs.)                                    | 68                                 |
| Puertas  | 1 plexiglas                        |
| Separación interna                             | No                                 |
| Estantes ajustables en altura                  | 3                                  |
| Cubeta de retención con rejilla                | Opcional                           |
| Capacidad botellas 1 litro                     | 105                                |
| Sistema de ventilación forzada con conductos   | DIAM125BP                          |
| Sistema de ventilación filtrante sin conductos | CFNL                               |
| Otros accesorios                               | Ver accesorios serie multibasic    |