


Productos
de seguridad
para el
laboratorio
y la industria



SERVIQUIMIA
YOUR LAB PARTNER

Armario de seguridad para ácidos-bases multibasic **EOB60UB**



Armario de seguridad EXACTA para el almacenamiento de productos químicos ácidos y bases multibasic.



Modelo	EOB60UB
Referencia	EOB60UB
Categoría 1	Armarios de seguridad
Categoría 1-2	Armarios para prod. ácidos y bases
Categoría 1-2-1	Armarios bajos (altura = 70)
Categoría 1-2-1-1	Armarios de 1 puerta
Dimensiones externas (L x F x A) mm.	600 x 600 x 700
Dimensiones internas (L x F x A) mm.	595 x 567 x 620
Peso (Kgs.)	35
Puertas	1 ciega
Separación interna	No
Estantes ajustables en altura	2 en acero Epoxy
Cubeta de retención con rejilla	Opcional
Capacidad botellas 1 litro	70
Sistema de ventilación forzada con conductos	DIAM125BP
Sistema de ventilación filtrante sin conductos	CFNUBL
Otros accesorios	Ver accesorios serie multibasic