


Productos de seguridad para el laboratorio y la industria



SERVIQUIMIA
YOUR LAB PARTNER



Armario de seguridad para ácidos-bases multibasic

EOB62G

Armario de seguridad EXACTA para el almacenamiento de productos químicos ácidos y bases multibasic.



Modelo	EOB62G
Referencia	EOB62G
Categoría 1	Armarios de seguridad
Categoría 1-2	Armarios para ácidos y bases
Categoría 1-2-1	Armarios altos (altura = 195)
Categoría 1-2-1-1	Armarios de 2 puertas
Dimensiones externas (L x F x A) mm.	600 x 600 x 1950
Dimensiones internas (L x F x A) mm.	595 x 567 x 930 + 930
Peso (Kgs.)	70
Puertas	2 plexiglas
Separación interna	Si, Horizontal
Estantes ajustables en altura	4, (2 dep. ácidos + 2 dep. bases)
Cubeta de retención con rejilla	Opcional
Capacidad botellas 1 litro	140
Sistema de ventilación forzada con conductos	DIAM125BP
Sistema de ventilación filtrante sin conductos	CFNL
Otros accesorios	Ver accesorios serie multibasic