



**SERVIQUIMIA**  
YOUR LAB PARTNER

Productos  
de seguridad  
para el  
laboratorio  
y la industria



## Armario de seguridad para ácidos-bases multibasic **EOB63**

Armario de seguridad EXACTA para el almacenamiento de productos químicos ácidos y bases multibasic.

|  |  |
|--|--|
| Modelo   | EOB63  |
| Referencia                                     | EOB63  |
| Categoría 1                                    | Armarios de seguridad                              |
| Categoría 1-2                                  | Armarios para ácidos y bases                       |
| Categoría 1-2-1                                | Armarios altos (altura = 195)                      |
| Categoría 1-2-1-1                              | Armarios de 3 puertas                              |
| Dimensiones externas (L x F x A) mm.           | 600 x 600 x 1950                                   |
| Dimensiones internas (L x F x A) mm.           | 595 x 567 x 618 + 618 + 618                        |
| Peso (Kgs.)                                    | 73   |
| Puertas  | 3 ciegas   |
| Separación interna                             | Si, Horizontal                                     |
| Estantes ajustables en altura                  | 6, (2 dep. ácidos + 2 dep. bases + 2 dep. tóxicos) |
| Cubeta de retención con rejilla                | Opcional   |
| Capacidad botellas 1 litro                     | 210  |
| Sistema de ventilación forzada con conductos   | DIAM125BP  |
| Sistema de ventilación filtrante sin conductos | CFNL   |
| Otros accesorios                               | Ver accesorios serie multibasic                    |