


Productos
de seguridad
para el
laboratorio
y la industria



SERVIQUIMIA
YOUR LAB PARTNER

Armario de seguridad para ácidos - Bases en PVC

EO100PVC



Armario de seguridad EXACTA para el almacenamiento de productos químicos ácidos y bases con certificado EN 61010-1



Modelo	EO100PVC
Referencia	PVC100
Categoría 1	Armarios de seguridad
Categoría 1-2	Armarios para ácidos y bases
Categoría 1-2-1	Armarios bajos (altura = 79)
Categoría 1-2-1-1	Armarios de 2 puertas
Dimensiones externas (L x F x A) mm.	1140 x 500 x 790
Dimensiones internas (L x F x A) mm.	1102 x 462 x 752
Peso (Kgs.)	43
Puertas	2 ciegas
Separación interna	Si, vertical
Estantes ajustables en altura	4 (2 + 2)
Cubeta de retención con rejilla	Opcional
Capacidad botellas 1 litro	70
Sistema de ventilación forzada con conductos	DIAM 125BP (opcional)
Sistema de ventilación filtrante sin conductos	CFNUBL
Otros accesorios	Ver accesorios EO100PVC