


Productos
de seguridad
para el
laboratorio
y la industria



SERVIQUIMIA
YOUR LAB PARTNER

Armario de seguridad para ácidos - Bases en PVC

EO101PVC



Armario de seguridad EXACTA para el almacenamiento de productos químicos ácidos y bases con certificado EN 61010-1

Modelo	EO101PVC
Referencia	PVC101
Categoría 1	Armarios de seguridad
Categoría 1-2	Armarios para ácidos y bases
Categoría 1-2-1	Armarios bajos (altura = 79)
Categoría 1-2-1-1	Armarios de 1 puertas
Dimensiones externas (L x F x A) mm.	600 x 500 x 790
Dimensiones internas (L x F x A) mm.	562x 462 x 752
Peso (Kgs.)	32
Puertas	1 ciega
Separación interna	No
Estantes ajustables en altura	2
Cubeta de retención con rejilla	Opcional
Capacidad botellas 1 litro	40
Sistema de ventilación forzada con conductos	DIAM 125BP (opcional)
Sistema de ventilación filtrante sin conductos	CFNUBL
Otros accesorios	Ver accesorios EO100PVC