


Productos de seguridad para el laboratorio y la industria



SERVIQUIMIA
YOUR LAB PARTNER

Armario de seguridad para ácidos - Bases en PVC

EO120PVC



Armario de seguridad EXACTA para el almacenamiento de productos químicos ácidos y bases con certificado EN 61010-1

Modelo	EO102PVC
Referencia	PVCB60
Categoría 1	Armarios de seguridad
Categoría 1-2	Armarios para ácidos y bases
Categoría 1-2-1	Armarios altos (altura = 160)
Categoría 1-2-1-1	Armarios de 1 puerta
Dimensiones externas (L x F x A) mm.	600 x 600 x 1600
Dimensiones internas (L x F x A) mm.	562 x 562 x 1470
Peso (Kgs.)	77
Puertas	1 ciega
Separación interna	No
Estantes ajustables en altura	3
Cubeta de retención con rejilla	Opcional
Capacidad botellas 1 litro	75
Sistema de ventilación forzada con conductos	DIAM 125BP (opcional)
Sistema de ventilación filtrante sin conductos	CFNL
Otros accesorios	Ver accesorios EO103PVC