



SERVIQUIMIA
YOUR LAB PARTNER

Productos
de seguridad
para el
laboratorio
y la industria



Armario de seguridad para ácidos - Bases en PVC

EO103PVC

Armario de seguridad EXACTA para
el almacenamiento de productos
químicos ácidos y bases con
certificado EN 61010-1

Modelo	EO103PVC
Referencia	PVC60
Categoría 1	Armarios de seguridad
Categoría 1-2	Armarios para ácidos y bases
Categoría 1-2-1	Armarios altos (altura = 190)
Categoría 1-2-1-1	Armarios de 1 puerta
Dimensiones externas (L x F x A) mm.	600 x 600 x 1900
Dimensiones internas (L x F x A) mm.	562 x 562 x 1470
Peso (Kgs.)	85
Puertas	1 ciega
Separación interna	No
Estantes ajustables en altura	3
Cubeta de retención con rejilla	Opcional
Capacidad botellas 1 litro	75
Sistema de ventilación forzada con conductos	Incluida + Filtro C.Act.
Sistema de ventilación filtrante sin conductos	CFNL
Otros accesorios	Ver accesorios EO103PVC