


Productos de seguridad para el laboratorio y la industria



SERVIQUIMIA
YOUR LAB PARTNER

Armario de seguridad para ácidos - Bases en PVC

EO104BPVC



Armario de seguridad EXACTA para el almacenamiento de productos químicos ácidos y bases con certificado EN 61010-1

Modelo	EO104BPVC
Referencia	PVCB60 A+B
Categoría 1	Armarios de seguridad
Categoría 1-2	Armarios para ácidos y bases
Categoría 1-2-1	Armarios altos (altura = 160)
Categoría 1-2-1-1	Armarios de 2 puertas
Dimensiones externas (L x F x A) mm.	600 x 600 x 1600
Dimensiones internas (L x F x A) mm.	562 x 562 x 1470
Peso (Kgs.)	78
Puertas	2 ciegas
Separación interna	Si, horizontal
Estantes ajustables en altura	4 (2 + 2)
Cubeta de retención con rejilla	Opcional
Capacidad botellas 1 litro	100
Sistema de ventilación forzada con conductos	DIAM 125BP (opcional)
Sistema de ventilación filtrante sin conductos	CFNL
Otros accesorios	Ver accesorios EO103PVC