


Productos de seguridad para el laboratorio y la industria



**SERVIQUIMIA**  
YOUR LAB PARTNER

## Armario de seguridad para ácidos - Bases en PVC

### EO105PVC



Armario de seguridad EXACTA para el almacenamiento de productos químicos ácidos y bases con certificado EN 61010-1

Modelo	EO105PVC
Referencia	PVCB120
Categoría 1	Armarios de seguridad
Categoría 1-2	Armarios para ácidos y bases
Categoría 1-2-1	Armarios altos (altura = 160)
Categoría 1-2-1-1	Armarios de 2 puertas
Dimensiones externas (L x F x A) mm.	1140 x 600 x 1600
Dimensiones internas (L x F x A) mm.	551 + 551 x 562 x 1470
Peso (Kgs.)	87
Puertas	2 ciegas
Separación interna	Si, vertical
Estantes ajustables en altura	6 (3 + 3)
Cubeta de retención con rejilla	Opcional
Capacidad botellas 1 litro	150
Sistema de ventilación forzada con conductos	DIAM 125BP (opcional)
Sistema de ventilación filtrante sin conductos	CFNL
Otros accesorios	Ver accesorios EO103PVC