

Productos de seguridad para el laboratorio y la industria



SERVIQUIMIA
YOUR LAB PARTNER

Armario de seguridad para ácidos-bases **EO103PGS**



Armario de seguridad EXACTA para el almacenamiento de productos químicos ácidos y bases con certificado EN 61010-1.



Modelo	EO103PGS
Referencia	K89034S
Categoría 1	Armarios de seguridad
Categoría 1-2	Armarios para prod. ácidos y bases
Categoría 1-2-1	Armarios altos (altura = 195)
Categoría 1-2-1-1	Armarios de 1 puerta
Dimensiones externas (L x F x A) mm.	600 x 600 x 1950
Dimensiones internas (L x F x A) mm.	595 x 567 x 1864
Peso (Kgs.)	78
Puertas	1 cristal seguridad
Separación interna	No
Estantes ajustables en altura	3 extraíbles
Cubeta de retención con rejilla	Opcional
Capacidad botellas 1 litro	100
Sistema de ventilación forzada con conductos	DIAM125BP
Sistema de ventilación filtrante sin conductos	CFNL
Otros accesorios	Ver accesorios EO103P