


Productos  
de seguridad  
para el  
laboratorio  
y la industria



**SERVIQUIMIA**  
YOUR LAB PARTNER

## Armario de seguridad para ácidos-bases **EO104P/3C**



Armario de seguridad EXACTA para el almacenamiento de productos químicos ácidos y bases con certificado EN 61010-1.



Modelo	EO104P/3C
Referencia	K89300
Categoría 1	Armarios de seguridad
Categoría 1-2	Armarios para prod. ácidos y bases
Categoría 1-2-1	Armarios altos (altura = 195)
Categoría 1-2-1-1	Armarios de 3 puertas
Dimensiones externas (L x F x A) mm.	600 x 600 x 1950
Dimensiones internas (L x F x A) mm.	595 x 567 x 618 + 618 + 618
Peso (Kgs.)	115
Puertas	3 ciegas
Separación interna	Si, horizontal
Estantes ajustables en altura	6 (2 dep. ácidos + 2 dep. bases + 2 dep. tóxicos)
Cubeta de retención con rejilla	Opcional
Capacidad botellas 1 litro	210
Sistema de ventilación forzada con conductos	DIAM125BP
Sistema de ventilación filtrante sin conductos	CFNL
Otros accesorios	Ver accesorios EO104P/2C