


Productos de seguridad para el laboratorio y la industria



SERVIQUIMIA
YOUR LAB PARTNER

Armario de seguridad para ácidos-bases EO104PG/4C



Armario de seguridad EXACTA para el almacenamiento de productos químicos ácidos y bases con certificado EN 61010-1.



Modelo	EO104PG/4C
Referencia	K89302
Categoría 1	Armarios de seguridad
Categoría 1-2	Armarios para prod. ácidos y bases
Categoría 1-2-1	Armarios altos (altura = 195)
Categoría 1-2-1-1	Armarios de 4 puertas
Dimensiones externas (L x F x A) mm.	1140 x 600 x 1950
Dimensiones internas (L x F x A) mm.	(568 x 568) x 567 x (930 x 930)
Peso (Kgs.)	140
Puertas	4 cristal seguridad
Separación interna	Si, horizontal / vertical
Estantes ajustables en altura	8, (2 dep. ácidos + 2 dep. bases + 2 dep. ácidos + 2 dep. bases)
Cubeta de retención con rejilla	Opcional
Capacidad botellas 1 litro	280
Sistema de ventilación forzada con conductos	DIAM125BP
Sistema de ventilación filtrante sin conductos	CFNL
Otros accesorios	Ver accesorios EO104P/2C