


Productos de seguridad para el laboratorio y la industria



SERVIQUIMIA
YOUR LAB PARTNER

Armario de seguridad para ácidos-bases **EO106PGS**



Armario de seguridad EXACTA para el almacenamiento de productos químicos ácidos y bases con certificado EN 61010-1.



Modelo	EO106PGS
Referencia	K89014S
Categoría 1	Armarios de seguridad
Categoría 1-2	Armarios para prod. ácidos y bases
Categoría 1-2-1	Armarios altos (altura = 195)
Categoría 1-2-1-1	Armarios de 2 puertas
Dimensiones externas (L x F x A) mm.	1140 x 600 x 1950
Dimensiones internas (L x F x A) mm.	1025 x 567 x 1864
Peso (Kgs.)	115
Puertas	2 cristal seguridad
Separación interna	Si, vertical
Estantes ajustables en altura	6 extraíbles (3 dep. ácidos + 3 dep. bases)
Cubeta de retención con rejilla	Opcional
Capacidad botellas 1 litro	200
Sistema de ventilación forzada con conductos	DIAM125BP
Sistema de ventilación filtrante sin conductos	CFNL
Otros accesorios	Ver accesorios EO106P