



SERVIQUIMIA
YOUR LAB PARTNER

Productos
de seguridad
para el
laboratorio
y la industria



Armario de seguridad para ácidos-bases serie Woodline en Melamina **ECO12-W**



Armario de seguridad EXACTA para el almacenamiento de productos químicos ácidos y bases con certificado EN 61010-1.



Modelo	ECO12-W
Referencia	K89019
Categoría 1	Armarios de seguridad
Categoría 1-2	Armarios para prod. ácidos y bases
Categoría 1-2-1	Armarios altos (altura = 195)
Categoría 1-2-1-1	Armarios de 2 puertas
Dimensiones externas (L x F x A) mm.	1140 x 600 x 1950
Dimensiones internas (L x F x A) mm.	575 + 575 x 580 x 1890
Peso (Kgs.)	120
Puertas	2 ciegas
Separación interna	Si, vertical
Estantes ajustables en altura	4 (2 dep. ácidos + 2 dep. bases)
Cubeta de retención con rejilla	No
Capacidad botellas 1 litro	80
Sistema de ventilación forzada con conductos	DIAM125BP (opcional)
Sistema de ventilación filtrante sin conductos	CFNL
Otros accesorios	Ver accesorios K89019