


Productos de seguridad para el laboratorio y la industria



SERVIQUIMIA
YOUR LAB PARTNER

Armario de seguridad para ácidos-bases serie Woodline en Melamina

ECO12B-W



Armario de seguridad EXACTA para el almacenamiento de productos químicos ácidos y bases con certificado EN 61010-1.

Modelo	ECO12B-W
Referencia	K89179
Categoría 1	Armarios de seguridad
Categoría 1-2	Armarios para prod. ácidos y bases
Categoría 1-2-1	Armarios bajos (altura = 70)
Categoría 1-2-1-1	Armarios de 2 puerta
Dimensiones externas (L x F x A) mm.	1120 x 500 x 640 + 60 (zócalo)
Dimensiones internas (L x F x A) mm.	500 + 500 + 400 x 520
Peso (Kgs.)	83
Puertas	2 ciegas
Separación interna	Si, vertical
Estantes ajustables en altura	4 extraíbles (2+2)
Cubeta de retención con rejilla	No
Capacidad botellas 1 litro	80
Sistema de ventilación forzada con conductos	DIAM125BP (opcional)
Sistema de ventilación filtrante sin conductos	CFNUBL
Otros accesorios	Ver accesorios K89179