


Productos de seguridad para el laboratorio y la industria



SERVIQUIMIA
YOUR LAB PARTNER

Armario de seguridad para ácidos-bases serie Woodline en Melamina **ECO6B-W**



Armario de seguridad EXACTA para el almacenamiento de productos químicos ácidos y bases con certificado EN 61010-1.

Modelo	ECO6B-W
Referencia	K89180
Categoría 1	Armarios de seguridad
Categoría 1-2	Armarios para prod. ácidos y bases
Categoría 1-2-1	Armarios bajos (altura = 70)
Categoría 1-2-1-1	Armarios de 1 puerta
Dimensiones externas (L x F x A) mm.	560 x 500 x 640 + 60 (zócalo)
Dimensiones internas (L x F x A) mm.	550 + 400 x 520
Peso (Kgs.)	39
Puertas	1 ciega
Separación interna	No
Estantes ajustables en altura	2 extraíbles
Cubeta de retención con rejilla	No
Capacidad botellas 1 litro	40
Sistema de ventilación forzada con conductos	DIAM125BP (opcional)
Sistema de ventilación filtrante sin conductos	CFNUBL
Otros accesorios	Ver accesorios K89179