



SERVIQUIMIA
YOUR LAB PARTNER

Productos
de seguridad
para el
laboratorio
y la industria



Armario de seguridad para ácidos-bases serie Woodline en Melamina **ECO6-W**

Armario de seguridad EXACTA para el almacenamiento de productos químicos ácidos y bases con certificado EN 61010-1.



Modelo	ECO6-W
Referencia	K89020
Categoría 1	Armarios de seguridad
Categoría 1-2	Armarios para prod. ácidos y bases
Categoría 1-2-1	Armarios altos (altura = 195)
Categoría 1-2-1-1	Armarios de 1 puerta
Dimensiones externas (L x F x A) mm.	630 x 600 x 1950
Dimensiones internas (L x F x A) mm.	575 x 580 x 1890
Peso (Kgs.)	85
Puertas	1 ciega
Separación interna	No
Estantes ajustables en altura	2
Cubeta de retención con rejilla	No
Capacidad botellas 1 litro	40
Sistema de ventilación forzada con conductos	DIAM125BP (opcional)
Sistema de ventilación filtrante sin conductos	CFNL
Otros accesorios	Ver accesorios K89019