


Productos de seguridad para el laboratorio y la industria



**SERVIQUIMIA**  
YOUR LAB PARTNER

## Armario de seguridad certificados para productos químicos combinados

# COMBI120AI



Armario de seguridad EXACTA para el almacenamiento de productos químicos combinados: inflamables (líquidos y sólidos), corrosivos y nocivos, con clase de resistencia al fuego según FWF de 90 minutos con certificado en 14470-1 (según nueva legislación APQ-10)

Modelo	COMBI120AI
Referencia	EO160AS + EOF606D
Color	Gris RAL 7035
Categoría 1	Armarios de seguridad
Categoría 1-2	Armarios para prod. químicos combinados
Categoría 1-2-1	Armarios bajos (altura = 62)
Categoría 1-2-1-1	Armarios de 2 puertas
Dimensiones externas (L x F x A) mm.	1190 x 520 x 620
Dimensiones internas (L x F x A) mm.	AABB 530 x 430 x 530 / INF 483 x 349 x 493
Peso (Kgs.)	137
Resistencia al fuego	Tipo 90 (Dep. Inflamables)
Puertas	2 ciegas batientes
Separación interna	No (2 dep. independientes)
Estantes ajustables en altura	(dep. AABB) 2 ac pintado
Cubeta de retención con rejilla	1 dep. inflamables
Capacidad botellas 1 litro	30 (AABB) + 15 (inflamables)
Sistema de retención de puertas	No
Sistema de ventilación forzada con conductos	DIAM 125BP
Sistema de ventilación filtrante sin conductos	CFNUBL
Otros accesorios	Ver accesorios COMBI120AI