


Productos
de seguridad
para el
laboratorio
y la industria



SERVIQUIMIA
YOUR LAB PARTNER

Armario de seguridad certificados para productos químicos combinados

COMBI150ABI



Armario de seguridad EXACTA para el almacenamiento de productos químicos combinados: inflamables (líquidos y sólidos), corrosivos y nocivos, con clase de resistencia al fuego según FWF de 90 minutos con certificado en 14470-1 (según nueva legislación APQ-10)



Modelo	COMBI150ABI
Referencia	EO150BS + EOF605C + EO150AD
Color	Gris RAL 7035
Categoría 1	Armarios de seguridad
Categoría 1-2	Armarios para prod. químicos combinados
Categoría 1-2-1	Armarios bajos (altura = 62)
Categoría 1-2-1-1	Armarios de 3 puertas
Dimensiones externas (L x F x A) mm.	1485 x 520 x 620
Dimensiones internas (L x F x A) mm.	Ácidos 430 x 430 x 530 / INF 383 x 349 x 493 / BASES 430 x 430 x 530
Peso (Kgs.)	179
Resistencia al fuego	Tipo 90 (Dep. Inflamables)
Puertas	2 ciegas batientes + 1 cajón
Separación interna	No (3 dep. independientes)
Estantes ajustables en altura	(dep. ácidos) 2 ac pintado + (dep. bases) 2 ac.inox.
Cubeta de retención con rejilla	1 dep. inflamables
Capacidad botellas 1 litro	48 (AABB) + 12 (inflamables)
Sistema de retención de puertas	No
Sistema de ventilación forzada con conductos	DIAM 125BP
Sistema de ventilación filtrante sin conductos	CFNUBL
Otros accesorios	Ver accesorios COMBI150ABI