


Productos de seguridad para el laboratorio y la industria



**SERVIQUIMIA**  
YOUR LAB PARTNER



## Armario de seguridad certificados para productos químicos combinados

# COMBISTORAGE 2

Armario de seguridad EXACTA para el almacenamiento de productos químicos combinados: inflamables (líquidos y sólidos), corrosivos y nocivos, con clase de resistencia al fuego según FWF de 90 minutos con certificado en 14470-1 (según nueva legislación APQ-10)

|  |  |
|--|--|
| Modelo   | COMBISTORAGE 2                             |
| Referencia                                     | EO260                                      |
| Color  | Gris RAL 7035                              |
| Categoría 1                                    | Armarios de seguridad                      |
| Categoría 1-2                                  | Armarios para prod. químicos combinados    |
| Categoría 1-2-1                                | Armarios altos (altura = 168)              |
| Categoría 1-2-1-1                              | Armarios de 2 puertas                      |
| Dimensiones externas (L x F x A) mm.           | 595 x 600 x 1685                           |
| Dimensiones internas (L x F x A) mm.           | AABB 540 x 430 x 630 / INF 483 x 349 x 593 |
| Peso (Kgs.)                                    | 145  |
| Resistencia al fuego                           | Tipo 90 (Dep. Inflamables)                 |
| Puertas  | 2 ciegas batientes                         |
| Separación interna                             | No (2 dep. independientes)                 |
| Estantes ajustables en altura                  | (DEP. AABB) 1 ac pintado + 1 a.inox.       |
| Cubeta de retención con rejilla                | 1 dep. inflamables                         |
| Capacidad botellas 1 litro                     | 30 (AABB) + 15 (inflamables)               |
| Sistema de retención de puertas                | No   |
| Sistema de ventilación forzada con conductos   | EOF100 (opcional)                          |
| Sistema de ventilación filtrante sin conductos | CFNL (opcional)                            |
| Otros accesorios                               | Ver accesorios EO260                       |