


Productos de seguridad para el laboratorio y la industria



**SERVIQUIMIA**  
YOUR LAB PARTNER



## Armario de seguridad certificados para productos químicos combinados

# COMBISTORAGE 3V

Armario de seguridad EXACTA para el almacenamiento de productos químicos combinados: inflamables (líquidos y sólidos), corrosivos y nocivos, con clase de resistencia al fuego según FWF de 90 minutos con certificado en 14470-1 (según nueva legislación APQ-10) y EN 61010



Modelo	COMBISTORAGE 3V
Referencia	EO342MY11 -V
Color	Gris RAL 7035
Categoría 1	Armarios de seguridad
Categoría 1-2	Armarios para prod. químicos combinados
Categoría 1-2-1	Armarios altos (altura = 195)
Categoría 1-2-1-1	Armarios de 3 puertas
Dimensiones externas (L x F x A) mm.	1200 x 600 x 1950
Dimensiones internas (L x F x A) mm.	496 x 446 x 1540 (dep. inflamables) 2x (590 x 500 x 880) (dep. AABB)
Peso (Kgs.)	310
Resistencia al fuego	Tipo 90 (Dep. Inflamables)
Puertas	1 ciega + 2 cristal seguridad
Separación interna	No (3 dep. independientes)
Estantes ajustables en altura	3 dep. inflamables + 2 dep. ácidos + 2 dep. bases
Cubeta de retención con rejilla	1 dep. inflamables
Capacidad botellas 1 litro	80 dep. AABB + 120 dep. inflamables
Sistema de retención de puertas	Si (dep. inflamables)
Sistema de ventilación forzada con conductos	EOF120MY11
Sistema de ventilación filtrante sin conductos	CFNL
Otros accesorios	Ver accesorios EO343MY11