


Productos de seguridad para el laboratorio y la industria



SERVIQUIMIA
YOUR LAB PARTNER



Armario de seguridad certificados para productos químicos combinados

COMBISTORAGE 2

Armario de seguridad EXACTA para el almacenamiento de productos químicos combinados: inflamables (líquidos y sólidos), corrosivos y nocivos, con clase de resistencia al fuego según FWF de 90 minutos con certificado en 14470-1 (según nueva legislación APQ-10)

Modelo	COMBISTORAGE 2
Referencia	EO360C
Color	Gris RAL 7035
Categoría 1	Armarios de seguridad
Categoría 1-2	Armarios para prod. químicos combinados
Categoría 1-2-1	Armarios altos (altura = 168)
Categoría 1-2-1-1	Armarios de 2 puertas
Dimensiones externas (L x F x A) mm.	595 x 600 x 1685 + 300
Dimensiones internas (L x F x A) mm.	AABB 540 x 430 x 630 / INF 483 x 349 x 593
Peso (Kgs.)	170
Resistencia al fuego	Tipo 90 (Dep. Inflamables)
Puertas	1 ciega batiente (AABB) + 1 cajón (inflamables)
Separación interna	No (2 dep. independientes)
Estantes ajustables en altura	(dep. AABB) 1 ac pintado + 1 a.inox.
Cubeta de retención con rejilla	1 dep. inflamables
Capacidad botellas 1 litro	30 (AABB) + 15 (inflamables)
Sistema de retención de puertas	No
Sistema de ventilación forzada con conductos	EOF100 (incluida) + Filtro C.ACT
Sistema de ventilación filtrante sin conductos	CFNL
Otros accesorios	Ver accesorios EO260