


**SERVIQUIMIA**  
YOUR LAB PARTNER

Productos  
de seguridad  
para el  
laboratorio  
y la industria

Armario de seguridad  
certificados para  
productos químicos combinados

## COMBISTORAGE 120 IC



Armario de seguridad EXACTA para el almacenamiento de productos químicos combinados: inflamables (líquidos y sólidos), corrosivos y nocivos, con clase de resistencia al fuego según FWF de 90 minutos con certificado en 14470-1 (según nueva legislación APQ-10)



Modelo	COMBISTORAGE 120 IC
Referencia	EOF232/2C
Color	Gris RAL 7035
Categoría 1	Armarios de seguridad
Categoría 1-2	Armarios para prod. químicos combinados
Categoría 1-2-1	Armarios altos (altura = 195)
Categoría 1-2-1-1	Armarios de 2 puertas
Dimensiones externas (L x F x A) mm.	1200 x 600 x 1950
Dimensiones internas (L x F x A) mm.	540 + 540 x 446 x 1540
Peso (Kgs.)	378
Resistencia al fuego	Tipo 90
Puertas	2 ciegas
Separación interna	Si, vertical
Estantes ajustables en altura	3 dep. inflamables + 2 dep. ácidos
Cubeta de retención con rejilla	1 dep. inflamables
Capacidad botellas 1 litro	180
Sistema de retención de puertas	Si
Sistema de ventilación forzada con conductos	DIAM125BP
Sistema de ventilación filtrante sin conductos	CFNL
Otros accesorios	Ver accesorios EOF232/2C