


SERVIQUIMIA
YOUR LAB PARTNER

Productos de seguridad para el laboratorio y la industria



Armario de seguridad certificados para productos químicos combinados

COMBISTORAGE 120 IABT

Armario de seguridad EXACTA para el almacenamiento de productos químicos combinados: inflamables (líquidos y sólidos), corrosivos y nocivos, con clase de resistencia al fuego según FWF de 90 minutos con certificado en 14470-1 (según nueva legislación APQ-10)



Modelo	COMBISTORAGE 120 IABT
Referencia	EOF232/4C
Color	Gris RAL 7035
Categoría 1	Armarios de seguridad
Categoría 1-2	Armarios para prod. químicos combinados
Categoría 1-2-1	Armarios altos (altura = 195)
Categoría 1-2-1-1	Armarios de 2 puertas
Dimensiones externas (L x F x A) mm.	1200 x 600 x 1950
Dimensiones internas (L x F x A) mm.	540 + 540 x 446 x 600 + 600 + 300
Peso (Kgs.)	378
Resistencia al fuego	Tipo 90
Puertas	2 ciegas
Separación interna	1 vertical / 2 horizontal dcha.
Estantes ajustables en altura	3 dep. inflamables + 2 dep. ácidos + 2 dep. bases + 2 dep. tóxicos
Cubeta de retención con rejilla	1 dep. inflamables
Capacidad botellas 1 litro	270
Sistema de retención de puertas	Si
Sistema de ventilación forzada con conductos	DIAM125BP
Sistema de ventilación filtrante sin conductos	CFNL
Otros accesorios	Ver accesorios EOF232/4C