


Productos de seguridad para el laboratorio y la industria



**SERVIQUIMIA**  
YOUR LAB PARTNER

## Armario de seguridad para inflamables **EOF232BASIC**



Armario de seguridad EXACTA para el almacenamiento de productos químicos inflamables (líquidos y sólidos) con clase de resistencia al fuego según fwf de 90 minutos con certificado EN 14470-1 (según nueva legislación APQ-10).

|  |  |
|--|--|
| Modelo   | EOF232BASIC                              |
| Referencia                                     | K89072MY11                               |
| Color  | Gris Ral 7035                            |
| Categoría 1                                    | Armarios de seguridad                    |
| Categoría 1-2                                  | Armarios para prod. químicos inflamables |
| Categoría 1-2-1                                | Armarios altos (altura = 195)            |
| Categoría 1-2-1-1                              | Armarios de 2 puertas                    |
| Dimensiones externas (L x F x A) mm.           | 1200 x 600 x 1950                        |
| Dimensiones internas (L x F x A) mm.           | 1095 x 446 x 1540                        |
| Peso (Kgs.)                                    | 390                                      |
| Resistencia al fuego                           | Tipo 90                                  |
| Puertas  | 2  |
| Estantes ajustables en altura                  | 3  |
| Cubeta de retención con rejilla                | 1  |
| Capacidad botellas 1 litro                     | 160/200                                  |
| Sistema de retención de puertas                | No                                       |
| Sistema de ventilación forzada con conductos   | DIAM125BP                                |
| Sistema de ventilación filtrante sin conductos | CFNL                                     |
| Otros accesorios                               | Ver accesorios EOF232BASIC               |