


Productos de seguridad para el laboratorio y la industria



SERVIQUIMIA
YOUR LAB PARTNER

Armario de seguridad para inflamables **EOF232EASYY**



Armario de seguridad EXACTA para el almacenamiento de productos químicos inflamables (líquidos y sólidos) con clase de resistencia al fuego según fwf de 90 minutos con certificado EN 14470-1 (según nueva legislación APQ-10).

Modelo	EOF232EASYY
Referencia	K89000MY11Y
Color	Amarillo Ral 1021
Categoría 1	Armarios de seguridad
Categoría 1-2	Armarios para prod. químicos inflamables
Categoría 1-2-1	Armarios altos (altura = 195)
Categoría 1-2-1-1	Armarios de 2 puertas
Dimensiones externas (L x F x A) mm.	1200 x 600 x 1950
Dimensiones internas (L x F x A) mm.	1095 x 446 x 1540
Peso (Kgs.)	390
Resistencia al fuego	Tipo 90
Puertas	2
Estantes ajustables en altura	3 en acero inoxidable
Cubeta de retención con rejilla	1
Capacidad botellas 1 litro	160/200
Sistema de retención de puertas	Si
Sistema de ventilación forzada con conductos	DIAM125BP
Sistema de ventilación filtrante sin conductos	CFNL
Otros accesorios	Ver accesorios EOF232EASY