



Productos de seguridad para el laboratorio y la industria



SERVIQUIMIA
YOUR LAB PARTNER

Armario de seguridad para inflamables **EOF239EASYY**



Armario de seguridad EXACTA para el almacenamiento de productos químicos inflamables (líquidos y sólidos) con clase de resistencia al fuego según fwf de 90 minutos con certificado EN 14470-1 (según nueva legislación APQ-10).

Modelo	EOF239EASYY
Referencia	K89001MY11Y
Color	Amarillo Ral 1021
Categoría 1	Armarios de seguridad
Categoría 1-2	Armarios para prod. químicos inflamables
Categoría 1-2-1	Armarios altos (altura = 195)
Categoría 1-2-1-1	Armarios de 1 puerta
Dimensiones externas (L x F x A) mm.	595 x 600 x 1950
Dimensiones internas (L x F x A) mm.	496 x 446 x 1540
Peso (Kgs.)	235
Resistencia al fuego	Tipo 90
Puertas	1
Estantes ajustables en altura	3 en acero inoxidable
Cubeta de retención con rejilla	1
Capacidad botellas 1 litro	80/100
Sistema de retención de puertas	No
Sistema de ventilación forzada con conductos	DIAM125BP
Sistema de ventilación filtrante sin conductos	CFNL
Otros accesorios	Ver accesorios EOF239EASY