


Productos  
de seguridad  
para el  
laboratorio  
y la industria



**SERVIQUIMIA**  
YOUR LAB PARTNER

## Armario de seguridad para inflamables **EFO 90 BASIC**



Armario de seguridad EXACTA para el almacenamiento de productos químicos inflamables (líquidos y sólidos) con clase de resistencia al fuego según FWF de 90 minutos con certificado EN 14470-1 (según nueva legislación APQ-10).

Modelo	EOF 90 BASIC
Referencia	EOF240BMY11
Color	Gris Ral 7035
Categoría 1	Armarios de seguridad
Categoría 1-2	Armarios para prod. químicos inflamables
Categoría 1-2-1	Armarios altos (altura = 195)
Categoría 1-2-1-1	Armarios de 1 puerta
Dimensiones externas (L x F x A) mm.	895 x 600 x 1950
Dimensiones internas (L x F x A) mm.	796 x 446 x 1540
Peso (Kgs.)	275
Resistencia al fuego	Tipo 90
Puertas	1
Estantes ajustables en altura	3
Cubeta de retención con rejilla	1
Capacidad botellas 1 litro	128/160
Sistema de retención de puertas	Si
Otros accesorios	Ver accesorios EOF239BASIC