


Productos de seguridad para el laboratorio y la industria



SERVIQUIMIA  
YOUR LAB PARTNER

## Armario de seguridad para inflamables **EFO11B**



Armario de seguridad EXACTA para el almacenamiento de productos químicos inflamables (líquidos y sólidos) con clase de resistencia al fuego según FWF de 90 minutos con certificado EN 14470-1 (según nueva legislación APQ-10).

Modelo	EFO11B
Referencia	EOF611
Color	Gris Ral 7035
Categoría 1	Armarios de seguridad
Categoría 1-2	Armarios para prod. químicos inflamables
Categoría 1-2-1	Armarios bajos (altura = 62)
Categoría 1-2-1-1	Armarios de 2 puerta
Dimensiones externas (L x F x A) mm.	1090 x 520 x 620
Dimensiones internas (L x F x A) mm.	978 x 349 x 493
Peso (Kgs.)	134
Resistencia al fuego	Tipo 90
Puertas	2
Estantes ajustables en altura	NO (opcionales)
Cubeta de retención con rejilla	1
Capacidad botellas 1 litro	30
Sistema de retención de puertas	NO
Sistema de ventilación forzada con conductos	DIAM125BP
Sistema de ventilación filtrante sin conductos	CFNUBL
Otros accesorios	Ver accesorios EOF611