


Productos de seguridad para el laboratorio y la industria



**SERVIQUIMIA**  
YOUR LAB PARTNER

## Armario de seguridad para radioactivos

# K89074



Armario de seguridad EXACTA para el almacenamiento de productos químicos inflamables (líquidos y sólidos) con clase de resistencia al fuego según fwf de 90 minutos con certificado EN 14470-1 (según nueva legislación APQ-10) y apta para productos radioactivos.

Modelo	K89074
Referencia	EFO 6MY11 RADIO
Color	Gris Ral 7035
Categoría 1	Armarios de seguridad
Categoría 1-2	Armarios para radioactivos
Categoría 1-2-1	Armarios altos (altura = 195)
Categoría 1-2-1-1	Armarios de 1 puerta
Dimensiones externas (L x F x A) mm.	595 x 600 x 1950
Dimensiones internas (L x F x A) mm.	490 x 440 x 1540
Peso (Kgs.)	350
Resistencia al fuego	Tipo 90 / Incluye paneles de plomo de 2mm. de grosor
Puertas	1
Estantes ajustables en altura	3
Cubeta de retención con rejilla	1
Capacidad botellas 1 litro	60/80
Sistema de retención de puertas	SI
Sistema de ventilación forzada con conductos	DIAM125BP
Sistema de ventilación filtrante sin conductos	NO
Otros accesorios	Ver accesorios K89074