


Productos de seguridad para el laboratorio y la industria



SERVIQUIMIA
YOUR LAB PARTNER

Armario de seguridad para radioactivos **K89076**



Caja de seguridad portátil EXACTA para el almacenamiento de productos químicos inflamables (líquidos y sólidos) con clase de resistencia al fuego según fwf de 30 minutos con certificado EN 14470-1 y apta para productos radioactivos.

Modelo	K89076
Referencia	Safety Fire Case Radio
Color	Gris Ral 7035
Categoría 1	Armarios de seguridad
Categoría 1-2	Armarios para radioactivos
Categoría 1-2-1	Armarios bajos (altura = 40)
Categoría 1-2-1-1	Armarios de 1 puerta
Dimensiones externas (L x F x A) mm.	340 x 340 x 400
Dimensiones internas (L x F x A) mm.	200 x 200 x 265
Peso (Kgs.)	45
Resistencia al fuego	Tipo 30 / Incluye paneles de plomo de 2mm. de grosor
Puertas	1 Superior
Estantes ajustables en altura	NO
Cubeta de retención con rejilla	1
Capacidad botellas 1 litro	4
Sistema de retención de puertas	SI
Sistema de ventilación forzada con conductos	NO
Sistema de ventilación filtrante sin conductos	NO
Otros accesorios	Ver accesorios K89076