


Productos
de seguridad
para el
laboratorio
y la industria



SERVIQUIMIA
YOUR LAB PARTNER

Armario de seguridad certificados para Ácidos **EO160AC**



Armario de seguridad EXACTA para el almacenamiento de productos químicos ácidos y bases con certificado EN 61010-1

Modelo	ACIDI 60BC
Referencia	EO160AC
Categoría 1	Armarios de seguridad
Categoría 1-2	Armarios para ácidos y bases
Categoría 1-2-1	Armarios bajos (altura = 62)
Categoría 1-2-1-1	Armarios de 1 puerta
Dimensiones externas (L x F x A) mm.	595 x 520 x 620
Dimensiones internas (L x F x A) mm.	530 x 430 x 530
Peso (Kgs.)	55
Puertas	1 cajón extraíble
Separación interna	No
Estantes ajustables en altura	No
Cubeta de retención con rejilla	No
Capacidad botellas 1 litro	15
Sistema de ventilación forzada con conductos	DIAM 125BP
Sistema de ventilación filtrante sin conductos	CFNUBL
Otros accesorios	Ver accesorios EO160AC