


Productos de seguridad para el laboratorio y la industria



SERVIQUIMIA
YOUR LAB PARTNER



Armario de seguridad para citostáticos **CYTO 103H**

Armario de seguridad EXACTA para el almacenamiento de productos citotóxicos para quimioterapia.



Modelo	CYTO 103H
Referencia	EO103H
Color	Gris Ral 7035
Categoría 1	Armarios de seguridad
Categoría 1-2	Armarios para prod. citostáticos
Categoría 1-2-1	Armarios altos (altura = 195)
Categoría 1-2-1-1	Armarios de 1 puerta
Dimensiones externas (L x F x A) mm.	600 x 600 x 1900 (1600 + 300)
Dimensiones internas (L x F x A) mm.	550 x 550 x 1500
Peso (Kgs.)	93
Resistencia al fuego	No
Puertas	1 ciega
Estantes ajustables en altura	3 acero inox
Cubeta de retención con rejilla	No
Capacidad botellas 1 litro	100
Sistema de retención de puertas	No
Sistema de ventilación forzada con conductos	INCLUIDO (con filtro HEPA MPPS 99,995% + filtro de carbón activo)
Sistema de ventilación filtrante sin conductos	No disponible
Otros accesorios	Ver accesorios EO103H