


Productos de seguridad para el laboratorio y la industria



**SERVIQUIMIA**  
YOUR LAB PARTNER

## Armario de seguridad para citostáticos **CYTO 106GH**



Armario de seguridad EXACTA para el almacenamiento de productos citotóxicos para quimioterapia.

Modelo	CYTO 106GH
Referencia	EO106GH
Color	Gris Ral 7035
Categoría 1	Armarios de seguridad
Categoría 1-2	Armarios para prod. citostáticos
Categoría 1-2-1	Armarios altos (altura = 195)
Categoría 1-2-1-1	Armarios de 2 puerta
Dimensiones externas (L x F x A) mm.	1140 x 600 x 1900 (1600 + 300)
Dimensiones internas (L x F x A) mm.	1080 x 550 x 1500
Peso (Kgs.)	130
Resistencia al fuego	No
Puertas	2 vidrio de seguridad
Estantes ajustables en altura	3 acero inox
Cubeta de retención con rejilla	No
Capacidad botellas 1 litro	200
Sistema de retención de puertas	No
Sistema de ventilación forzada con conductos	INCLUIDO (con filtro HEPA MPPS 99,995% + filtro de carbón activo)
Sistema de ventilación filtrante sin conductos	No disponible
Otros accesorios	Ver accesorios EO106GH