


Productos
de seguridad
para el
laboratorio
y la industria



SERVIQUIMIA
YOUR LAB PARTNER

Cubeta de retención para
productos corrosivos

PQ800P



Modelo	PQ800P
Referencia	SFL3085
Categoría 1	Cubetas de retención
Categoría 1-2	Cubetas para corrosivos
Categoría 1-2-1	Polietileno
Dimensiones externas (L x F x A) mm.	805 x 405 x 170
Peso (Kgs)	5
Volumen de retención (Litros)	31
Capacidad de carga (Kgs)	55
Patas	No