

Productos  
de seguridad  
para el  
laboratorio  
y la industria



**SERVIQUIMIA**  
YOUR LAB PARTNER

Cubeta de retención para  
productos corrosivos

**4 B200-PE**



Modelo	4 B200-PE
Referencia	SFL3060
Categoría 1	Cubetas de retención
Categoría 1-2	Cubetas para corrosivos
Categoría 1-2-1	Polietileno
Dimensiones externas (L x F x A) mm.	1240 x 1240 x 347
Peso (Kgs)	40
Volumen de retención (Litros)	274
Capacidad de carga (Kgs)	1600
Patas	Si