


Productos de seguridad para el laboratorio y la industria



SERVIQUIMIA
YOUR LAB PARTNER

Vitrinas de flujo laminar horizontal

FLOW ACTIVA 120 HF



Modelo	Flow Activa 120 HF
Referencia	FACT120HF
Categoría 1	Vitrinas de flujo laminar horizontal
Categoría 1-2	Control de producto respecto de la contaminación ambiental
Categoría 1-2-1	Clase 100
Categoría 1-2-1-1	Ancho 1200
Categoría 1-2-1-1-1	Altura 1275
Dimensiones externas (L x F x A) mm.	1270 x 1050 x 1275
Dimensiones internas (L x F x A) mm.	1110 x 610 x 735
Peso (Kgs)	143
Ventana frontal	No. Apertura frontal
Iluminación	2 lámparas fluorescentes
Alarmas acústicas / visuales	+/- velocidad - filtros
Tomas eléctricas	Opcional
Luz UV	Opcional
Filtros Hepa	1 posterior
Superficie de trabajo	Lisa en acero Inox. Aisi 304
Servicios opcionales	A petición
Ventilación	1 extractor incluido
Controlador velocidad aire	Regulación automática velocidad
Instalación	A solicitar
Otros accesorios	Ver accesorios
Descargar ficha completa	"PDF"