



Productos de seguridad para el laboratorio y la industria



**SERVIQUIMIA**  
YOUR LAB PARTNER

Vitrinas de flujo laminar horizontal

## FLOW ACTIVA 180 HF



<b>Modelo</b>	Flow Activa 180 HF
<b>Referencia</b>	FACT180HF
<b>Categoría 1</b>	Vitrinas de flujo laminar horizontal
<b>Categoría 1-2</b>	Control de producto respecto de la contaminación ambiental
<b>Categoría 1-2-1</b>	Clase 100
<b>Categoría 1-2-1-1</b>	Ancho 1800
<b>Categoría 1-2-1-1-1</b>	Altura 1275
<b>Dimensiones externas (L x F x A) mm.</b>	1880 x 1050 x 1275
<b>Dimensiones internas (L x F x A) mm.</b>	1720 x 610 x 735
<b>Peso (Kgs)</b>	180
<b>Ventana frontal</b>	No. Apertura frontal
<b>Iluminación</b>	2 lámparas fluorescentes
<b>Alarmas acústicas / visuales</b>	+/- velocidad - filtros
<b>Tomas eléctricas</b>	Opcional
<b>Luz UV</b>	Opcional
<b>Filtros Hepa</b>	1 posterior
<b>Superficie de trabajo</b>	Lisa en acero Inox. Aisi 304
<b>Servicios opcionales</b>	A petición
<b>Ventilación</b>	1 extractor incluido
<b>Controlador velocidad aire</b>	Regulación automática velocidad
<b>Instalación</b>	A solicitar
<b>Otros accesorios</b>	Ver accesorios
<b>Descargar ficha completa</b>	"PDF"