


Productos de seguridad para el laboratorio y la industria



SERVIQUIMIA
YOUR LAB PARTNER

ESTANTERIA PARA PRODUCTOS QUÍMICOS CORROSIVOS

400IN1000-R



Baldas de acero con rejilla



Modelo	400IN1000-R
Referencia	SFRL400L51000
Categoría 1	Estanterías para productos químicos
Categoría 1-2	Estanterías para inflamables
Categoría 1-2-1	Ancho 1040 mm.
Categoría 1-2-1-1	Fondo 400 mm.
Dimensiones externas (L x F x A) mm.	1040 x 400 x 2000
Peso (Kgs)	50
Niveles	4
Capacidad de carga por nivel (Kgs.)	70
Capacidad retención por estante	17
Estantes	Con rejilla
Módulo adicional	SFRL400L51001
Descargar ficha completa	"PDF"