


Productos de seguridad para el laboratorio y la industria



SERVIQUIMIA
YOUR LAB PARTNER

ESTANTERIA PARA PRODUCTOS QUÍMICOS CORROSIVOS

600IN1000-R



Baldas de acero con rejilla

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Modelo | 600IN1000-R |
| Referencia | SFRL600L51000 |
| Categoría 1 | Estanterías para productos químicos |
| Categoría 1-2 | Estanterías para inflamables |
| Categoría 1-2-1 | Ancho 1040 mm. |
| Categoría 1-2-1-1 | Fondo 600 mm. |
| Dimensiones externas (L x F x A) mm. | 1040 x 600 x 2000 |
| Peso (Kgs) | 55 |
| Niveles | 5 |
| Capacidad de carga por nivel (Kgs.) | 70 |
| Capacidad retención por estante | 25 |
| Estantes | Tipo cubeta con rejilla |
| Módulo adicional | SFRL600L51001 |
| Descargar ficha completa | "PDF" |