


Productos de seguridad para el laboratorio y la industria



SERVIQUIMIA
YOUR LAB PARTNER

ESTANTERIA PARA PRODUCTOS QUÍMICOS CORROSIVOS

600IN1000-C



Baldas de acero tipo cubeta

Modelo	600IN1000-C
Referencia	SFRL600R51000
Categoría 1	Estanterías para productos químicos
Categoría 1-2	Estanterías para inflamables
Categoría 1-2-1	Ancho 1040 mm.
Categoría 1-2-1-1	Fondo 600 mm.
Dimensiones externas (L x F x A) mm.	1040 x 600 x 2000
Peso (Kgs)	55
Niveles	5
Capacidad de carga por nivel (Kgs.)	70
Capacidad retención por estante	27,5
Estantes	Tipo cubeta sin rejilla
Módulo adicional	SFRL600R51001
Descargar ficha completa	"PDF"