


Productos de seguridad para el laboratorio y la industria



SERVIQUIMIA
YOUR LAB PARTNER

Vitrinas de Filtración molecular

Chemihood Plus 120



Modelo	Chemihood Plus 120
Referencia	CSF-003P
Categoría 1	Vitrinas de filtración molecular
Categoría 1-2	
Categoría 1-2-1	
Categoría 1-2-1-1	
Dimensiones externas (L x F x A) mm.	1135 x 600 x 1000
Dimensiones internas (L x F x A) mm.	1119 x 584 x 800
Peso (Kgs.)	57
Superficie de trabajo	Acero inoxidable
Filtros de carbón activo estándar	Disolventes / Ácidos / Mixtos
Filtros de carbón activo especiales	A solicitar
Sistema de ventilación filtrante	CFN certificado NF x 15-211
Otros accesorios	Ver accesorios Chemihood Plus
Descargar Ficha completa	"PDF"